

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mxi1 Para Wb Y Elisa - P50539

Número de artículo: CM0015834

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-MXI1 validado para Western blot y ELISA. Detecta MXI1 humano, de ratón y de rata, un represor transcripcional que antagoniza a MYC. Adecuado para estudios de cáncer y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	MXI1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4601
ID del Gen	4601
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-295 de MXI1 humano (NP_569157.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50539
Peso Molecular	26kDa
Envío	Bolsa de hielo