

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mxi1 Para Wb, Elisa - P50539

Número de artículo: CM0027859

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MXI1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar el antagonismo transcripcional de MYC y la regulación nucleosómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MXI1
Observaciones/Alias	MXI; MAD2; MXD2; bHLHc11; MXI1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4601
GeneID	4601
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 76-295 de MXI1 humano (NP_569157.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50539
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo