

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mybbp1A Para Wb - Q9Bqg0

Número de artículo: CM0026381

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MYBBP1A (P160/PAP2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre transcripción y biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYBBP1A pAb de conejo
Notas/Alias	P160; PAP2; Pol5; MYBBP1A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	10514
ID del gen	10514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1104-1328 de la MYBBP1A humana (NP_055335.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BQG0
Peso de la proteína	149 kDa
Envío	Bolsa de hielo