

Anticuerpo Policlonal Anti-Mybpc2 Para Wb, Elisa - Q14324

Número de artículo: CM0017318



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYBPC2 para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta MYBPC2 de humano, ratón y rata. Es útil para investigar la función de las proteínas musculares y la contracción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYBPC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4606
GeneID	4606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 912-1141 de MYBPC2 humano (NP_004524.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14324
Peso de la Proteína	128kDa
Envío	Bolsa de hielo