

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mybpc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14324

Número de artículo: CM0025994



Introducción

MYBPC2 Rabbit pAb, un anticuerpo policlonal para WB, IHC-P, ELISA, reconoce la proteína C de unión a miosina de tipo rápido (128kDa) en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de contracción muscular y proteínas estructurales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYBPC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYBPC; MYBPCF; fsMyBP-C; MYBPC2
Especie	Humano
GeneID	4606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 912-1141 del MYBPC2 humano (NP_004524.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14324
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo