


Anticuerpo Policlonal Anti-Mybpc3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14896

Número de artículo: CM0016963



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYBPC3 humano (proteína C de unión a la miosina cardíaca), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del músculo cardíaco y la miocardiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYBPC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FHC; CMH4; CMD1MM; LVNC10; MYBP-C; cMyBP-C; MYBPC3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4607
ID del gen	4607
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-400 de MYBPC3 humano (NP_000247.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q14896
Peso de la proteína	141 kDa
Envío	Bolsa de hielo