


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mycbp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99417

Número de artículo: CM0026175



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-MYCBP validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a la proteína de unión a c-Myc humana (AMY-1), un regulador clave de la actividad transcripcional de MYC. Ideal para estudios de vías cancerosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYCBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AMY-1; MYCBP
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	26292
ID del gen	26292
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-103 de MYCBP humano (NP_036465.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q99417
Peso molecular de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo