

Anticuerpo Monoclonal Anti-Myd88 Para Wb Y Elisa - Q99836

Número de artículo: CM0006842

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MyD88 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Esencial para el estudio de la señalización de TLR/IL-1R y aplicaciones de investigación sobre la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-MyD88
Observaciones/Alias	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4615
ID del gen	4615
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de MyD88 humano (NP_002459.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q99836
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo