

Anticuerpo Policlonal Anti-Myd88 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99836

Número de artículo: CM0014634



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MyD88 humana (SWISS: Q99836). Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios de señalización inmunitaria innata TLR/IL-1R y respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MyD88 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WM1, IMD68, MYD88D, MyD88
Especie	Humano
GeneID (humano)	4615
GeneID	4615
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 20-140 de MyD88 humana (NP_002459.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99836
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo