

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myd88 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99836

Número de artículo: CM0015939



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MyD88, validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. MyD88 es un adaptador clave en las vías de señalización de la inmunidad innata TLR/IL-1R. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MyD88 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WM1; IMD68; MYD88D; MyD88
Especie	Humano
GeneID (humano)	4615
GeneID	4615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-309 de la MyD88 humana (NP_002459.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99836
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo