

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Myd88 Polymab® Para Wb, Ip, Elisa - Q99836

Número de artículo: CM0004886



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PolymAb® de alta calidad para MyD88, para WB, IP, ELISA. Detecta MyD88 humano y de ratón, un adaptador de señalización inmune innata TLR/IL-1R crítico. 33kDa. Q99836.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MyD88 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	WM1; IMD68; MYD88D
Especies	Humano
GeneID	4615
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-150 de MyD88 humano (NP_002459.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99836
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo