

## Anticuerpo Policlonal Anti-Myef2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K5

Número de artículo: CM0020821

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MYEF2 de alta calidad para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta MYEF2 en muestras humanas, de ratón y de rata. Se dirige al represor transcripcional del gen de la mielina, apoyando la investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MYEF2 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | MEF-2, MST156, myEF-2, MSTP156, HsT18564, MYEF2                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID              | 50804                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 del MYEF2 humano (NP_001288139.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | Q9P2K5                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 64kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |