

Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína Básica De Mielina (Mbp) Para Wb - P02686

Número de artículo: CM0010485



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Proteína Básica de Mielina humana (MBP). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para neurociencia y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteína Básica de Mielina Conejo mAb
Observaciones/Alias	MBP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4155
GeneID	4155
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02686
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo