

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Proteína Básica De Mielina (Mbp) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02686

Número de artículo: CM0019669



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Proteína Básica de Mielina (MBP) humana. Validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y desmielinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra la Proteína Básica de Mielina
Observaciones/Alias	MBP; Proteína Básica de Mielina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-165 de la Proteína Básica de Mielina humana (NP_001020272.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02686
Peso Molecular de la Proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo