

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Proteína Básica De Mielina Para Wb - P02686

Número de artículo: CM0012780



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón Anti-Proteína Básica de Mielina (MBP) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta una banda de 33 kDa. Ideal para investigación en neurobiología y esclerosis múltiple.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de ratón contra la Proteína Básica de Mielina
Observaciones/Alias	MBP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4155
GeneID	4155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-304 de la Proteína Básica de Mielina humana (NP_001020272.1).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02686
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo