

Anticuerpo Monoclonal Anti-Glucoproteína De Oligodendrocitos De La Mielina Para Wb, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - Q16653

Número de artículo: CM0012557

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la glucoproteína de oligodendrocitos de la mielina humana (MOG), una proteína de la mielina específica del SNC y receptor del virus de la rubéola. Adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la glucoproteína de oligodendrocitos de la mielina
Observaciones/alias	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; glucoproteína de oligodendrocitos de la mielina
Especie	Humana
GeneID (humano)	4340
GeneID	4340
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q16653
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo