

Anticuerpo Policlonado De Conejo Contra La Glicoproteína De Oligodendrocitos De Mielina Para Wb Y Elisa - Q16653

Número de artículo: CM0030651

Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo contra la Glicoproteína de Oligodendrocitos de Mielina (MOG, Q16653) humana para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata; inmunógeno recombinante (aa 30-154).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glicoproteína de oligodendrocitos de mielina pAb de conejo
Observaciones/Alias	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Glicoproteína de oligodendrocitos de mielina
Especie	Humana
GeneID	4340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-154 de la glicoproteína de oligodendrocitos de mielina humana (NP_996532.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q16653
Peso de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo