

Anticuerpo Monoclonal Anti-Proteína De Mielina Cero (Mpz) Para Wb - P25189

Número de artículo: CM0007560



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Proteína de Mielina Cero (MPZ) humana para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la mielinización del sistema nervioso periférico y la neuropatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Proteína de Mielina Cero (MPZ) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Proteína de Mielina Cero (MPZ)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4359
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 149-248 de la Proteína de Mielina Cero (MPZ) humana (NP_000521.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P25189
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo