

Anticuerpo Policlonal Anti-Proteína Cero De Mielina (Mpz) Para Wb, Elisa - P25189

Número de artículo: CM0021694



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Proteína Cero de Mielina (MPZ) humana para Western blot (WB) y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la mielinización del nervio periférico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Proteína Cero de Mielina (MPZ) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P0; CHM; DSS; MPP; CHN2; CMT1; CMT1B; CMT2I; CMT2J; CMT4E; CMTDI3; CMTDID; HMSNIB; Proteína Cero de Mielina (MPZ)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4359
ID de Gen	4359
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-153 de la Proteína Cero de Mielina (MPZ) humana (NP_000521.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25189
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo