

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mieloperoxidasa (Mpo) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05164

Número de artículo: CM0013890



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Mieloperoxidasa (MPO) humana, validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Detecta MPO en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de formación de trampas extracelulares de neutrófilos (NET), inmunidad innata e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo contra Mieloperoxidasa (MPO)
Observaciones/Alias	MPO; Mieloperoxidasa (MPO)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4353
ID del Gen	4353
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 606-745 de la Mieloperoxidasa (MPO) humana (NP_000241.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05164
Peso Molecular de la Proteína	84kDa
Envío	Bolsa de hielo