

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mieloperoxidasa (Mpo) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11247

Número de artículo: CM0022233

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la mieloperoxidasa de ratón (Mpo), adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta Mpo en muestras humanas, de ratón y de rata, permitiendo la investigación sobre la biología de los neutrófilos, NETosis y respuestas inmunitarias oxidativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mpo de Ratón pAb de Conejo
Observaciones/Alias	mKIAA4033; Mpo de Ratón
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4353
GeneID	17523
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-718 del Mpo de ratón (NP_034954.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11247
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo