

Anticuerpo Policlonal Anti-Myh1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12882

Número de artículo: CM0025873

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MYH1 humano (miosina-1, MyHC-2x). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de la función auditiva y muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D; MYH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4619
GeneID	4619
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de MYH1 humano (NP_005954.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12882
Peso de la Proteína	223 kDa
Envío	Bolsa de hielo