

Anticuerpo Policlonal Anti-Myh13 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Ukx3

Número de artículo: CM0017603

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYH13 humano (miosina-13), validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la contracción rápida de los músculos estriados extraoculares y laríngeos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYH13 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	MyHC-eo; MyHC-IIL; MYH13
Especie	Humano
GeneID (humano)	8735
GeneID	8735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1240-1320 de MYH13 humano (NP_003793.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9UKX3
Peso molecular	224 kDa
Envío	Bolsa de hielo