


Anticuerpo Policlonal Anti-Myh14 Para Wb, Elisa - Q7Z406

Número de artículo: CM0029815



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYH14 humano (miosina-14), adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y rata. Una herramienta clave para estudiar la miosina IIc no muscular en la forma celular y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYH14 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DFNA4, MHC16, MYH17, PNMHH, DFNA4A, miosina, FP17425, NMHC II-C, NMHC-II-C, MYH14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79784
GeneID	79784
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 del MYH14 humano (NP_079005.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q7Z406
Peso Proteico	228kDa
Envío	Bolsa de hielo