

Anticuerpo Policlonal Anti-Myh4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y623

Número de artículo: CM0024560

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MYH4 humano (Miosina-4, MyHC-2b). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para estudios de contracción del músculo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYH4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb; MYH4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4622
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1500-1600 de MYH4 humano (NP_060003.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y623
Peso Proteico	223 kDa
Envío	Bolsa de hielo