

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Myh4/Myh2B Para Wb - Q9Y623

Número de artículo: CM0011555

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la miosina-4 (MYH4/MyHC-IIb) para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. 223 kDa. Ideal para la investigación muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYH4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MYH2B; MyHC-2B; MyHC-IIb
Especie	Humano
GeneID (humano)	4622
GeneID	4622
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 1500-1600 de MYH4 humano (NP_060003.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y623
Peso molecular	223 kDa
Envío	Bolsa de hielo