


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myh6/A-Mhc - Q02566

Número de artículo: CM0026875



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYH6/α-MHC (Miosina-6) de ratón para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de músculo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MYH6/α-MHC
Observaciones/Alias	Myhca; Myhc-a; alphaMHC; alpha-MHC; A830009F23Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4624
GeneID	17888
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q02566
Peso Proteico	224kDa
Envío	Bolsa de hielo