

Anticuerpo Monoclonal Anti-Myh6/Myh7 Para Wb, If-P, Elisa - P13533 / P12883

Número de artículo: CM0008754

Introducción

MYH6/MYH7 Rabbit mAb es un anticuerpo monoclonal validado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta isoformas de cadena pesada de miosina cardíaca de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en enfermedades cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	MYH6/MYH7 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; MHC-alfa; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4624/4625
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1730-1830 de MYH6/MYH7 humano (NP_002462.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13533/P12883
Peso de la proteína	223 kDa
Envío	Bolsa de hielo