

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myh7 - P12883

Número de artículo: CM0024256



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la MYH7 humana (miosina-7), una proteína motora del músculo cardíaco/esquelético lento. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de contracción muscular y miocardiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MYH7
Observaciones/Alias	CMH1, MPD1, SPMD, SPMM, CMD1S, MYHCB, CMYP7A, CMYP7B, MYH7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4625
ID del Gen	4625
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1240-1340 de la MYH7 humana (NP_000248.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12883
Peso Proteico	223 kDa
Envío	Bolsa de hielo