

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Myh7B Para Wb, Elisa - A7E2Y1

Número de artículo: CM0002346

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MYH7B humano (miosina-7B, MYH14), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de contracción muscular y biología cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MYH7B
Observaciones/Alias	MHC14; MYH14; IncMYH7b; MYH7B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57644
GeneID	57644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1750-1983 de MYH7B humano (NP_065935.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	A7E2Y1
Peso Molecular de la Proteína	226 kDa
Envío	Bolsa de hielo