

Anticuerpo Monoclonal Anti-Myh7/B-Mhc Para Wb, Elisa - P12883

Número de artículo: CM0006964



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MYH7/β-MHC (cadena pesada de miosina 7) humana. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para estudiar la contracción muscular y la miocardiopatía. Peso molecular predicho 223 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MYH7/β-MHC
Observaciones/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/β-MHC
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4625
ID del Gen	4625
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1700-1800 de MYH7/β-MHC humano (NP_000248.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12883
Peso Proteico	223kDa
Envío	Bolsa de hielo