

Anticuerpo Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Myh7/β-Mhc Para Wb, If-P, Elisa - P12883

Número de artículo: CM0007099



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra MYH7/β-MHC (cadena pesada de miosina 7, isoforma cardíaca beta). Validado para WB, IF-P, ELISA en humano, ratón, rata. Apoya la investigación sobre la contracción muscular y la miocardiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYH7/β-MHC Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B
Especie	Humano
ID del Gen	4625
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1240-1340 de MYH7/β-MHC humano (NP_000248.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12883
Peso Molecular de la Proteína	223kDa
Envío	Bolsa de hielo