


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myh9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35579

Número de artículo: CM0013875



Introducción

MYH9 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P y ELISA que reacciona con MYH9/Myosina-9 humana y de ratón, un componente crucial para la investigación de la motilidad celular y la citocinesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYH9 Rabbit pAb
Notas/Alias	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; MYH9
Especie	Humano
ID genético (Humano)	4627
ID genético	4627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1711-1960 de la MYH9 humana (NP_002464.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P35579
Peso de la proteína	227kDa
Envío	Bolsa de hielo