

Anticuerpo Policlonal Anti-Myl1 Para Wb, Elisa - P05976

Número de artículo: CM0024714

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MYL1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reactivo con muestras humanas, de ratón y de rata. Peso molecular predicho 21 kDa. Ideal para investigación de músculo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MYL1
Observaciones/Alias	MLC1; MLC-1; MLC1F; MLC3F; CMYP14; MLC1/3; MYOFTA; MYL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4632
GeneID	4632
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de MYL1 humano (NP_524146.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05976
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo