

Anticuerpo Policiano Anti-Myl12A Para Wb - P19105

Número de artículo: CM0025727

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MYL12A (MLC-2B) humano, validado para Western blot y ELISA. Inmunógeno recombinante que abarca los aminoácidos 92-171. Ideal para el estudio de la regulación de la miosina y la motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYL12A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B, MLC-2B, HEL-S-24, MYL12A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10627
GeneID	10627
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 92-171 de MYL12A humana (NP_006462.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19105
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo