

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myl3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P08590

Número de artículo: CM0028959



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYL3 (P08590) validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre músculo cardíaco y miosina. Sourcing integral de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYL3 Rabbit pAb
Anotaciones / Alias	CMH8, VLC1, VLCl, MLC1V, MLC1SB, MLC-IV/sb, MYL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4634
GeneID	4634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de la MYL3 humana (NP_000249.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08590
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo