

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myl6B (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - P14649

Número de artículo: CM0023137



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYL6B (MLC1SA), validado por KO, para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación en humanos, ratones y ratas sobre la función de la cadena ligera de miosina y la biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] MYL6B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MLC1SA; 6B
Especie	Humano
GeneID	140465
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-208 de la MYL6B humana (NP_002466.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14649
Peso molecular de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo