

Anticuerpo Monoclonal Anti-Myl9 Para Wb, Elisa - P24844

Número de artículo: CM0011354

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra MYL9, validado para WB y ELISA. Reconoce la cadena ligera reguladora de miosina 9 humana y de ratón (P24844), un regulador clave de la contractilidad del músculo liso y no muscular. Adecuado para estudios del citoesqueleto y motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYL9 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10398
ID de gen	10398
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MYL9 humano (P24844)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P24844
Peso proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo