

Anti-Myl9 Conejino Pab Para Wb, If-P, Elisa - P24844

Número de artículo: CM0030134

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYL9 humano (cadena ligera reguladora de miosina 9) para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA. Detecta MYL9 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para investigación de músculo liso y motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MYL9 Conejino pAb
Observaciones/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
Especie	Humano
GeneID (humano)	10398
GeneID	10398
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MYL9 humano (NP_006088.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo