

Anticuerpo Policlonal Anti-Myo10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd67

Número de artículo: CM0015915



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a MYO10 humano (Miosina-X), apto para WB, IF/ICC y ELISA. Participa en la formación de filopodios y la motilidad basada en actina. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYO10 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MyoX; MYO10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4651
GeneID	4651
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 845-944 de MYO10 humano (NP_036466.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HD67
Peso Molecular de la Proteína	237kDa
Envío	Bolsa de hielo