

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myo18A Para Wb Y Elisa - Q92614

Número de artículo: CM0027718

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la miosina no convencional XVIIIa humana (MYO18A), con reactividad cruzada con ratón y rata. Validado para WB y ELISA, ideal para investigación en tráfico de Golgi, función de macrófagos y dinámica citoesquelética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYO18A Rabbit pAb
Notas/Alias	MAJN; TIAF1; MYSPDZ; SPR210; SP-R210; MYO18A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	399687
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1970-2054 de la MYO18A humana (NP_510880.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92614
Peso de la proteína	233kDa
Envío	Bolsa de hielo