

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Myo19 Para Wb, Elisa - Q96H55

Número de artículo: CM0003787

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MYO19 humano (MYOHD1), validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata y mono. Adecuado para el estudio de la dinámica y herencia mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MYO19 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MYOHD1; MYO19
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	80179
ID de Gen	80179
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-650 del MYO19 humano (Q96H55)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpo Monoclonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	Q96H55
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo