

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Myo1B Para Wb, Elisa - O43795

Número de artículo: CM0003333

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a MYO1B humana, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de la migración neuronal, el crecimiento de neuritas y el transporte vesicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYO1B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MM1a, myr1, MYH-1c, MMI-alpha, MYO1B
Especie	Humana
GeneID (Humana)	4430
GeneID	4430
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 916-1136 de MYO1B humana (NP_001123630.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43795
Peso molecular de la proteína	132kDa
Envío	Bolsa de hielo