

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Myo1C Para Wb, If/Icc, Ihc-P - O00159

Número de artículo: CM0007951



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo MYO1C de alta especificidad validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la función motora de actina, la señalización de insulina y la adaptación de células ciliadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MYO1C
Observaciones/Alias	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4641
GeneID	4641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 769-1028 de MYO1C humano (NP_001074248.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00159
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo