

Anticuerpo Policlonal Anti-Myo1D Para Wb Y Elisa - 094832

Número de artículo: CM0020259

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYO1D humano para WB y ELISA. Detecta la miosina-IId no convencional humana y de ratón (116 kDa), una proteína motora involucrada en el tráfico endosomal y la polaridad ciliar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	MYO1D Rabbit pAb
Notas/Alias	myr4; PPP1R108; MYO1D
Especie	Humano
GeneID (humano)	4642
GeneID	4642
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-380 de MYO1D humano (NP_001290209.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94832
Peso de la Proteína	116kDa
Envío	Bolsa de hielo