


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myo5B Para Wb, If-P, Elisa - Q9ULV0

Número de artículo: CM0027533



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MYO5B, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudios de tráfico vesicular, polarización celular y transporte de ácidos biliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MYO5B
Observaciones/Alias	DIAR2; MVID1; PFIC10; MYO5B
Especie	Humano
GeneID (humano)	4645
GeneID	4645
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1440-1690 de MYO5B humano (NP_001073936.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9ULV0
Peso Proteico	214kDa
Envío	Bolsa de hielo