

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myocd Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izq8

Número de artículo: CM0020051

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYOCD humano (miocardina), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. La miocardina es un cofactor transcripcional del músculo liso y cardíaco, esencial para la cardiogénesis y la miogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYOCD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MGBL; MYCD; MYOCD
Especie	Humano
ID del gen (humano)	93649
ID del gen	93649
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 680-780 de MYOCD humano (NP_705832.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q8IZQ8
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo