

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myof (Validado Ko) Para Wb, Elisa - Q9Nzm1

Número de artículo: CM0018172



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MYOF humano (Mioferlina), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de reparación de membrana y reciclaje endocítico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] pAb de Conejo Anti-MYOF
Observaciones/Alias	HAE7; FER1L3; OF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26509
GeneID	26509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de MYOF humano (NP_038479.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NZM1
Peso Molecular de la Proteína	235kDa
Envío	Bolsa de hielo