


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mioglobina Para Wb, If-P, Elisa - P02144

Número de artículo: CM0026272



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la mioglobina humana, validado para Western blot, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre el almacenamiento de oxígeno y el tejido muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mioglobina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MYOSB; PVALB; Mioglobina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4151
ID de Gen	4151
Inmunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-154 de la Mioglobina humana (NP_005359.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02144
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo