

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Pesada De Miosina Para Wb, Ihc, If, Elisa - P12883 / P13533

Número de artículo: CM0009434



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la cadena pesada de miosina humana (MYH7/MYH6), validado en WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reacciona con ratón, rata. Ideal para la investigación muscular y ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Cadena pesada de miosina mAb de conejo
Observaciones/Alias	CMD1S; CMH1; MPD1; MYHCB; SPMD; SPMM; Cadena pesada de miosina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4625/4624
GeneID	4625/4624
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P12883/P13533
Peso Proteico	224 kDa
Envío	Bolsa de hielo